







Briesmas Gevaar Niebezpečenístvo

page 1

LOT Serijos numeris / Lotnummer / Numer seri

Izlietot līdz: mēnesis un gads / Gebruiken tot: maand en jaar / Termin przydatności: miesiąc i rok

25° C Saugoti ne aukštesnėje nei 25° C temperatroje / Niet boven 25° C bewaren / Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25° C

Izmantot atšķaidītu / verdund gebruiken stosować rozcieńczony

3 %

aparāti za hemodializu / hemodialyseapparaten / Monitory pro hemodializu

15 min (60°C)

IV Dezinfekcijas līdzeklis hemodialīzes aparātiem ar augstu tīršanas aktivitāti

Profesionālais izmantošanai.

Iedarbīgs pret baktērijām, TbB, sēnītēm, vīrusiem (iesk. HBV, HCV, HIV). Pārbaudīts saskaņā ar EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI ieteikumi EN 10404 (vīrusi). Lietošanas instrukcija: Dezinfekcijas aparātu dezinfekcija: jāievēro aparāta ražotāja dotā informācija. Dezinfekcijas plānus rezervuāriem un iekārtām ar proporcionāliem s knjiem var sāņemt no ražotāja. Pēc skaļošanas procesa aparāts ir jāpārbauda, lai tajā neb tu dezinfekcijas līdzekļa palieku. Pārbauda veic ar 1%-īgu spirta fenolftaleīna šķīdumu. Pārbaudes šķīduma nedrīkst rasties sarkans iekrāsojums. Informācija: Materiāla saderība: nav piemērots pret hloru vai sārmu jūtīgiem materiāliem. Uzstāšanās! Nelietot kopā ar citiem produktiem, tā kā var izdalīties bīstamas gāzes (hlors)!

Vor Kodigj iedarbības uz metāliem. Izaista smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Loti toksisks ādas organismem ar ilgstošām sekām. Turēt tikai oriģinālā iepakojumā. Izvairīties no izlietošanas atlikumiem. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/aci aizsargus/sejas aizsargus/ādas aizsargziedes. NĒRĪŠANĀS GAIDIJUMA: Izkaltot miti. NEIZRĪŠĪT vēmānu. SASKĀRĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novikst visu piesārņoto apģērbu. Noskalo ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKĀRĒ AR ACIM: Uzmani izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalo. Nekavējoties sazināties ar SAINDESAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu. Atbrīvoties no satura/vertnes atkritumu apstrādes iekārtā.

III Desinficējamais hemodialyseaparātu met hoga reingingsaktiviteit

Voor professionele gebruik.

Werkzaam tegen bacteriën, TbB, schimmels, virussen (incl. HBV, HCV, HIV)\*. \*Getest volgens EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI-aanbeveling 01.2004 (virussen). Toepassig: Desinfectie van hemodialyseapparaten. De instructies van de fabrikant van de apparatuur moeten worden opgevolgd. Desinfectieschema's voor tank of machines met proportionele pompen zijn verkrijgbaar bij de fabrikant. Na de spoeling moet gecontroleerd worden of het apparaat geen desinfectiemiddelen meer bevat. Voor deze test moet een 1% alcoholische fenolftaleïneoplossing worden gebruikt. Bij de testoplossing mag geen rode verkleuring optreden. Informatie: Verdraagbaarheid van het materiaal: niet geschikt voor materialen die gevoelig zijn voor chloor of alkali. Voorzichtig! Niet samen met andere producten gebruiken, omdat gevaarlijke gassen (chloor) kunnen vrijkomen!

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming/gelootsbescherming/gehoorbescherming. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdoechen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met aparte gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

III Środek do dezynfekcji aparatów do hemodializy o silnym działaniu czyszczącym

Do użytku profesjonalnego.

Aktyvny prečiv baktērijām, grīzļiem, grzybom, vīrusom (wlącznie z HBV, HCV, HIV)\*. \*Sprawdzono według EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, zalecenie RKI (Instytutu Roberta Kocha) 01.2004 (wirusy). Zastosowanie: Dezynfekcja aparatów do hemodializy. Należy przestrzegać informacji producentów urządzeń. Plan dezynfekcji zbiorników lub maszyn z pompami proporcjonalnymi są dostępne u producenta. Po każdym plukaniu należy sprawdzić aparat pod kątem nieobecności środka dezynfekcyjnego. Do kontroli należy użyć 1-procentowego alkoholowego roztworu fenolftaleiny. Roztwór kontrolny nie może zabarwić się na czerwono. Informacja: Tolerancja materiałowa: Nie nadaje się do stosowania z materiałami wrażliwymi na chlor lub zasady. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami, ponieważ mogą być uwolnione niebezpieczne gazy (chlor)!



page 1

LOT Número do lotto / Nr. lot / Lotnummer

Usar até: mês e ano / Utilizați până la: luna și anul / Används före: månad och år

25° C Não armazenar a uma temperatura superior a 25° C / A nu se depozita la temperaturi mai mari de 25° C / Förvaras vid högst 25° C temperatur

usar diluido / A se folosi diluat

3 %

monitore hemodialisis aparate pentru hemodializă / Hemodialysutrustning

15 min (60°C)

III Desinfetante para máquinas de hemodialise com alta ação limpadora

Para utilização profissional.

Ativo contra bactérias, bacilo da tuberculose, fungos, vírus (incluindo HBV, HCV, HIV)\*. \*Testat enligt EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI-rekommendation 01.2004 (virus). Användning: Desinfektion av hemodialysutrustning: Följ tillverkarens anvisningar. Desinfektionsplaner för tankar och maskiner med proportionalpumpar kan erhållas från tillverkaren. Efter sköljningen skall kontrolleras att utrustningen är fri från desinfektionsmedel, detta kontrolleras med en enprocentig fenolftaleinlösning. Vid kontrollen får ingen rödfärgning framkomma. Information: Materialförelighet: Inte lämpligt för klor- eller alkaliskänsliga material. OBS! Får inte blandas med andra produkter, eftersom farlig gas (klorgas) kan utvecklas. Mycket korrosiv för metaller. Orsakar allvariga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Förvaras endast i originalförpackningen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/fögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd. VID FÖRTÄRING: Sköj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även häret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Sköj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Sköj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRUM/läkare. Innehållt/behållaren lämnas ut en godkänd avfallsanläggning.

III Dezinfecant pentru aparate de hemodializă cu acțiune puternică de curățare

Pentru uz profesional.

Acción eficaz impotriva bacteriilor, TbB, fungilor, virusilor (incl. HBV, HCV, HIV)\*. \*Testat conform EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, recomandare RKI 01.2004 (virusi). Utilizare: Dezinfecția echipamentelor pentru hemodializă: urmați instrucțiunile fabricantului. Modalitățile de dezinfecție pentru rezervoare și aparate cu pompe dozatoare (proportionale) sunt disponibile la fabricant. După fiecare ciclu de clătire, echipamentul de dializă trebuie testat în vederea depistării urmelor de dezinfecant, folosind o soluție alcoolică 1% de fenolftaleină. Soluția indicator nu trebuie să prezinte nici un fel de coloratură roșie. Informații: Compatibilitatea materialului: nu este compatibil cu materiale sensibile la clor sau materiale alcaline. Atenție! Nu amestecați cu alte produse deoarece se pot degaja gaze periculoase (clor)!

Poate fi corosiv pentru metale. Provocă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra numai în ambalajul original. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție a auzului. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA [sau cu părul]: Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau fafecii duș]. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați medicul la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/la medic. Aruncați conținutul/receptivul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.

III Desinfektionsmedel för hemodialysutrustning med kraftig rengöringseffekt

Endast för yrkesmässig bruk.

Verksam mot bakterier, TbB, svampar, virus (inklusive HBV, HCV, HIV)\*. \*Testat enligt EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI-rekommendation 01.2004 (virus). Användning: Desinfektion av hemodialysutrustning: Följ tillverkarens anvisningar. Desinfektionsplaner för tankar och maskiner med proportionalpumpar kan erhållas från tillverkaren. Efter sköljningen skall kontrolleras att utrustningen är fri från desinfektionsmedel, detta kontrolleras med en enprocentig fenolftaleinlösning. Vid kontrollen får ingen rödfärgning framkomma. Information: Materialförelighet: Inte lämpligt för klor- eller alkaliskänsliga material. OBS! Får inte blandas med andra produkter, eftersom farlig gas (klorgas) kan utvecklas. Mycket korrosiv för metaller. Orsakar allvariga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Förvaras endast i originalförpackningen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/fögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd. VID FÖRTÄRING: Sköj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även häret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Sköj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Sköj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRUM/läkare. Innehållt/behållaren lämnas ut en godkänd avfallsanläggning.



page 1

LOT Številka serije / Číslo sáržby / Номер партии

Uporabno do: mesec in leto / Použite do: mesiac a rok / Исползовать до: месяц и год

25° C Ne shranjujte pri temperaturi nad 25° C / Neskladujte pri teploti vyššej ako 25° C / Хранить при температуре не выше 25° C

Uporabite razredčeno / používať zriedený / Исползовать разведенным

3 %

Aparati za hemodializo hemodializaci zariadenia / Апараты для гемодиализа («Искусственная почка»)

15 min (60°C)

III Razkužilo za hemodializne aparate z močnim čistilnim učinkom

Za profesionalno uporabo.

Učinkovit protiv bakterijam, tuberkuloznim bakterijam, glivicam, virusom (vklj. s HBV, HCV, HIV)\*. \*Preizkušeno v skladu z EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, priporočilo Robert-Koch-inštituta 01.2004 (virusi). Področje uporabe: Razkuževanje hemodializnih aparatov: upoštevajte navodila proizvajalca. Navodila za razkuževanje rezervoarjev in aparatov s proporcionalnimi črpalkami bodebit pri proizvajalcu. Po vsakem spiranju preverite morebitne ostanke razkužila s 1% alkoholno raztopino fenolftaleina. Testna raztopina se ne sme obarvati rdeče. Informacija: Skladnost materiala: ni primeren za materiale, občutljive na klor ali alkalije. Opozorilo! Ne mešajte z drugimi izdelki, ker lahko pride do sproščanja nevarnih plinov (klor)! Možet vyzvat koroziju metallov. Vyzvaet serjznye ožoi kože i porazboženija zlaz. Vozmožno toksično dla vodnyh organizmov s dolgozročnym i posledstvami. Xranit' tolko v kontejneri zavoda- izgotovitelja. Ne dopuščat' padenija v okružujuščuju sredju. Polozovatsja zaščitnymi perчатkami i zaščitnoj odegoj sredstvami zaščity zrazuživa. PRI PRIGLUBLÉNII: Protoposaz't' tot. NE vyzvaet' ržotu. PRI POGLAĐENII: NI KOŽU (ili volosj): Izprati usta. Ne izvažiti bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ili lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izprati z vodo nekaj minut. Odranite kontaktnje leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA STRUŽITVE/zdravnika. Odraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

III Dezinfekčný prostriedok pre hemodialyzacne zariadenia s vyššou čistiacou silou

Na profesionálne použitie.

Aktivny proti bakterijam, TbB, parazitnym hubam plesňam a virusom (vrátane HBV, HCV, HIV)\*. \*Kontrolovaný podľa EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, doporučení RKI 01.2004 (viry). Použitie: Dezinfekcia hemodialyzacnych zariadení: Riate sa pokynmi výrobcu zariadenia. Dezinfekčné postupy pre nádrže alebo stroje s proporcynnými pumpami môžete získať od výrobcu. Po každom preplachovaní treba zariadenie skontrolovať, či neobsahuje zvyšky dezinfekčného prostriedku. Skúška sa vykonáva 1% -ným roztokom fenolftaleínu. Skúšobný roztok sa nesmie sfarbiť na červenou. Informácie: Materiálová kompatibilita: Nie je vhodný pre materiály citlivé na chlór a alkálie. Výstraha: Nepoužívajte spolu s inými produktmi, pretože sa môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór)!

Može byt korozivna pre kovy. Spôsobuje vzájne poleptanie kože a poškodenie očí. Velmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávejte iba v pôvodnom balení. Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochrannú čiapku/prostriedky na ochranu sluchu. PO POUŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYUŽÍVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČI: Několiko minut ich opatně vypláchněte vodou. Ak použivate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich, Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM/lékára. Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

III Дезинфекционное средство для аппарата «Искусственная почка» с мощным очищающим действием

Для профессионального использования.

Эффективно против бактерий, TbB, грибов, вирусов (включая HBV, HCV, HIV)\*. \*Презішлено в складу з EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, рiпорочило Роберт-Кох-інститута 01.2004 (віруси). Область применения: Разкузеванье гемодиализных аппаратов: упоштевайте наводила виробця. Наводила за разкузеванье резервуарев и апаратув с пропорциональними чрпальками бодевит при виробця. По всьакем спiраннi переврiте мовбiтнi останкв разкузiлi з 1% алкогiльно розтiпино фенолфталейна. Тестна розтiпина се не сме обарвати рдече. Інформація: Складност матеріала: ні пiрмерен за матеріале, обчутлiвiе на клор алі алкаліє. Опозоріло! Не мешайте з другими веццествами, т.к. мовжет вивсбоджеться опасный газ (хлор)! Мовжет вьзват корозію металлов. Вьзват серьезные ожои кожи и поразбоженія злаз. Возможно токсiчно для водных організмiв с долговрочным i последствами. Xранит' толко в контејнері заводи- изготівителя. Не допушчати паденія в окружуючу среду. Полъзоватся зашчитными перчатками i зашчитной одегой средствami зашчиты zrazuživa. PRI PRIGLUBLÉNII: Protoposaz't' tot. NE vyzvaet' ržotu. PRI POGLAĐENII: NI KOŽU (ili volosj): Izprati usta. Ne izvažiti bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ili lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izprati z vodo nekaj minut. Odranite kontaktnje leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA STRUŽITVE/zdravnika. Odraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

Tiutol® KF Gefahr Danger

Wirksam gegen Bakterien, TbB, Pilze, Viren (einschl. HBV, HCV, HIV)\*.

Aktivny proti bakterijam, TbB, grzybom, vīrusom (iesk. HBV, HCV, HIV)\*. \*Getest enligt EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI-Empfehlung 01.2004 (Viren). Anwendung: Desinfektion von Hämodialysegeräten: Die Angaben der Gerätehersteller sind zu befolgen. Desinfektionspläne für Tank oder Maschinen mit Proportionalpumpen sind vom Hersteller erhältlich. Nach dem Spülvorgang ist das Gerät auf Desinfektionsmittelfreiheit zu überprüfen. Die Prüfung erfolgt mit 1% iger alkoholischer Phenolphthaleinlösung. Bei der Prüflösung darf keine Rotfärbung auftreten. Information: Materialverträglichkeit: Nicht geeignet für chlor- oder alkaliempfindliche Materialien. Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können!

Entsorgung: siehe Sicherheitsdatenblatt. / Waste disposal: see safety datasheet. / Smaltimento: Vedere la scheda dati di sicurezza. / Afvalverwerking: zie veiligheidsfiche. / Eliminación del residuo: ver Hoja de Seguridad. / Instruções de destruição: consultar a ficha de segurança.

III Desinfektionsmittel für Hämodialysegeräte mit hoher Reinigungsaktivität

Für professionelle Verwendung.

Wirksam gegen Bakterien, TbB, Pilze, Viren (einschl. HBV, HCV, HIV)\*. \*Getest enligt EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI-rekommendation 01.2004 (Viren). Anwendung: Desinfektion von Hämodialysegeräten: Die Angaben der Gerätehersteller sind zu befolgen. Desinfektionspläne für Tank oder Maschinen mit Proportionalpumpen sind vom Hersteller erhältlich. Nach dem Spülvorgang ist das Gerät auf Desinfektionsmittelfreiheit zu überprüfen. Die Prüfung erfolgt mit 1% iger alkoholischer Phenolphthaleinlösung. Bei der Prüflösung darf keine Rotfärbung auftreten. Information: Materialverträglichkeit: Nicht geeignet für chlor- oder alkaliempfindliche Materialien. Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können!

III Disinfectant for haemodialysis monitors with powerful cleaning action

For professional use.

Active against bacteria, TbB, fungi, viruses (incl. HBV, HCV, HIV)\*. \*Tested acc. EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI recommendation 01.2004 (viruses). Use: Disinfection of haemodialysis equipment: Follow manufacturers' instructions. Disinfection plans for tanks and machines with proportional pumps are available from the manufacturer. After each rinsing cycle, the dialysis unit should be tested for absence of disinfectant, using a 1% alcoholic phenolphthalein solution. The test solution must not show any red colouration. Information: Material compatibility: Not suited for materials sensitive to chlorine or alkaline. Caution! Do not mix with other products since dangerous gas (chlorine) could be released!

May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep only in original packaging. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water (or shower). IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

III Disinfectant for haemodialysis monitors with powerful cleaning action

For professional use.

Active against bacteria, TbB, fungi, viruses (incl. HBV, HCV, HIV)\*. \*Tested acc. EN 1040/EN 13727, EN 1275/13624, EN 14348, RKI recommendation 01.2004 (viruses). Use: Disinfection of haemodialysis equipment: Follow manufacturers' instructions. Disinfection plans for tanks and machines with proportional pumps are available from the manufacturer. After each rinsing cycle, the dialysis unit should be tested for absence of disinfectant, using a 1% alcoholic phenolphthalein solution. The test solution must not show any red colouration. Information: Material compatibility: Not suited for materials sensitive to chlorine or alkaline. Caution! Do not mix with other products since dangerous gas (chlorine) could be released!

B BRAUN B. Braun Avitum AG 34209 Melsungen Germany



危險

### 贝朗牌次氯酸钠消毒液

**有效成分及含量:** 本品是以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为46.0 g/L~53.2g/L(w/v)\*。

**供专业人士使用。**

**性状:** 液体

**杀灭微生物类别:** 可杀灭真菌、细菌并能灭活病毒。

**使用范围:** 适用于血液透析机。

**使用方法:** 配合机器使用，参照机器的操作说明。消毒冲洗完成后，透析机必须用1%的酚酞试剂检测消毒剂残留，保证检测试剂不可以有任何的红色显示。

**注意事项:**

- 1、外用消毒液，不得口服，置于儿童不易触及处。
- 2、本品对金属有腐蚀作用，对织物有漂白作用，慎用。
- 3、本品对皮肤有刺激性，使用时应戴手套，避免接触皮肤。
- 4、本品请勿在25℃以上的温度环境中储存。
- 5、本品请勿与其它产品混合，以免引起危险气体释放。
- 6、材料相容性：不适合对于氯化物和碱性物质敏感的材料
- 7、和酸性物质接触会产生有毒气体。要注意有严重的烧伤。如果接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。请穿戴合适的防护服，防护手套以及眼睛/面部防护用具。如果发生意外事故或者操作者感觉不舒服，请立即就医（如需要，请向医生出示产品标签）。请勿与酸性物质接触。

**有效期:** 2年

**规格:** 5L/瓶

**执行标准:** Q/BL001-2011

**生产企业:** B. Braun Avitum AG

**地址:** Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen

**实际生产企业:** B. Braun Medical AG

**地址:** Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland

**在华责任单位:** 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司

**地址:** 上海市外高桥保税区新灵路118号1901室

注：本产品密度为 1.24g/ml，有效成份含量也可以表示为 3.71% ~ 4.29%(w/w)。

消毒对象	配制方法 (原液:水)	有效氯 含量 (mg/L)	消毒剂作 用时间 (min)	消毒方法
血液透析机	3:97	1400~1600	15	按照透析机的使用说明使用本品，透析机为全自动运行，保证透析机加热至60℃时的有效消毒时间为15min即可达消毒效果。

**LOT** 批号

有效期至: 月/年

25°C 下储存

100g溶液包含：次氯酸钠（含3.9g有效氯），氢氧化钠，稳定剂，防腐剂，赋形剂。

**危险:** 可能腐蚀金属。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。只能在原容器中存放。避免释放到环境中。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫解毒中心/医生。内装物/容器须交由官方许可的医疗废物处理厂予以处置。